



SterilizAir®
(ステライザ)は、
ROSマルチプラズマ®が浮遊菌、
付着菌を素早く強力浄化。
ウイルス・細菌・カビ・
花粉・悪臭などを
24時間365日抑制します。

SterilizAir
CHARGIT
Lowpower LED

※ステライザは電源コードが接続

世界最先端テクノロジーで24時間強力除菌清浄化

SterilizAir®

和の空間に馴染む組子模様のステライザ登場。

未来科学株式会社 〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-6-14 ミルクビル

✉ info@jis.tokyo

「ステライザ」
の最新情報
<https://sterilizair.jis.tokyo>



新商品 紹介

新型コロナウイルス感染症はピークを過ぎ、感染防止対策も関心が薄れつつあるが、衛生管理は決して怠ってはならず、トラブルが起こってからでは遅い。衛生管理に効果を発揮する旅館・ホテル向け商品を紹介する。

旅館・ホテルの衛生管理

手指消毒劑



ハンドミスト「ミツファイ」(300^ミリットル)

ミッフィーが使用促す

ことに訴求をきこうだ。
 旅館ホテルをはじめ
 レシヤ、施設や幼稚園、
 保育園など多数の導入
 実績がある。「手指消毒
 が楽くなるデザイン
 で小さな子供がが積極
 的に使ってくれる」
 「手にしやすい心地
 が良い」といった声が届
 いている。
 サニテクトハンドミ
 ストは、手洗した後、手に
 液を噴霧し、指先をはじ
 め手全体に十分になじま
 せるだけで、簡単に消毒
 できるのだ。ベンザルコ
 ニウム塩化物を有効成分
 とした指擦薬部外品。
 保潔剤「フリセリン」を
 配合しているため、使用
 と話している。
 食品に触れる前や調理中
 の手指消毒、食事を配膳
 する前など安心して使
 える。
 ほかに、光沢のある白
 いボトルにモリブデン
 のおしきりなデザインを
 配した300g装タイフ
 ー、大容量750g装
 タイフ、詰め替用の2
 号と3号タイフなどをラ
 イオン提供している。
 食品衛生、食中毒予防
 感染対策の基本は手洗
 い。手洗した後には「つか
 つか」と同社。ま
 今、今年の支店は「即
 ち」なので、種
 極的に「ヒールした」

ライオンハイジーン

ライオンハイジーン
のミフィーを描いたデ
ザインが特徴的。
「サニテ
ート&ワンディスト」に
「ミフィー」のデザイ
ンがの場や使用者をな
ごませるうえ、使用しな
い気持ち刺激し使用促
進にもなる館管理の強化
を提案する。コにもなる
と。同社。
旅館・ホテルでは、小
さいボルの3面に、異
なな子供を連れた家族客

ン
後にしっかりとサラサラになる。
無香料なので、食材、食品に触れる前や調理中に訴求できずうた。

後はしっとりサラサラになる。


据置型空間除菌器

の空間衛生管理システムを開発・製造して、未来の旅館・ホテルなどに、は、旅館・ホテルなどでは、旅籠・ホステラなど光景業界に対して、昨秋発売した据置型空間除菌器（sterilizer）シリーズの「行灯型テライズ」の営業を強化して

新製品は、高さ100×幅210×奥行100×重量5.1kgとコンパクトでありながら、70平方（53畳）の空間除菌に対応し、

本体に日本伝の組子模様をマッチし、和のテイストにマッチするデザインに仕上げた。「ステ

和のテイストにマッチ



行灯型ステライザ

この気相活性酸素種の原料は空気中の酸素と水であり、菌やウイルスの作用した後は再び酸素と水に戻るため、一人、環境、機器に対する安全安心の使用でき、米国ではオカガニ製品として置付けられるという。すでに、国立病院機構をはじめとした医療機関や信泊施設、海上自衛隊などでも採用され、空間衛生管理に活用されている。

製品ライナップは、新機種の行灯型をはじめ、1000 J 型(66型)対応の UO J 型と UO 方灯(7号)対応の J 5 型がある。

未来科学

泊施設からの要望で製品
ライザを導入している宿
空間に浮遊する菌やウィ
ルスをはじめ、従来の空
気清浄機では処理が難し
いモノの表面に付着した
菌やウイルスを除菌・不
活化する。また、強力な
消臭効果もある。

「新型コロナウイルス」
に対しては、日本繊維製
品総合技術センターにお

この気相活性酸素種の原料は空気中の酸素や水で、菌やウイルスに作用した後は再び酸素と水に戻るため一人、環境、機器に対し安全安心に使用可能。米国ではオメガ2製品として位置付けられるという。すでに国立病院機構をはじめと

遊離残留塩素濃度計測



薬注ポンプ「EWN-WCL」

アクアス

レジオネラ属対策に詳しく水処理メーカーのアクアスはこのほか、遊離残留塩素濃度を計測できる乗圧ポンプ「EWN WC」の提案を旅館「濃度管理に適している」

自動的に水質管理

浴槽水における残留塩素濃度は、入浴客の増減、湯の入れ替え、水質の変化などの影響で大幅に変動する。そのため、入浴客が多い肝心な時に残留塩素濃度が不足したり、また、残留塩素を常時維持させるために注入量を増やし過ぎて湯の快適性を損なうなど、といった問題を指摘されている。

EWING社は、ポンプ本体の後部にモニタを搭載。浴槽水の遊離残留塩素を常に測定し、その濃度を表示する。また、濃度が低下した場合、出力値を適用して過剰のため、「残留塩素濃度の監視も能としている。

を表現しているため、機械室内に簡単に設置可能な、すに「ゴルフ場、ホテル」などの導入事例もあるという。

アークスでは併せて、自動塩素量装置「アークスパースパーシスB」も提供している。この装置は、残留塩素濃度を常に監視し、注入ポンプを制御し、適切な残留塩素濃度を維持するもの。残留塩素濃度を常時、適切な範囲内に維持することが可能」とアヒル施設にすでにある塩素剤注入ポンプとの連携や、出力値を活用して過剰

不足」といった問題を回避する。

不足」といった問題を回避する。

LION

業務用 手指消毒剤（アルコール基剤配合） 指定医薬部外品

サニテートA

ハンドミスト

デザインボトル ミッフィー

日常に“癒やし”を

かわいいミッフィーのデザインが、
その場や使用者をなごませます。
使用促進による衛生管理強化にも。

シュッとスプレー。手指の消毒*に!

*病院や飲食店で使用実績のある液剤です。

子どもでもカンタン!

手にスプレーして
すりこむだけ

すぐれた殺菌力!

ベンザルコニウム塩化物
配合

しっとりサラサラ!

保湿剤(グリセリン)配合で
手指になじむ

うれしい無香料!

食事前に使っても安心

施設の入り口、受付、トイレなどに

サニテートA ハンドミスト
デザインボトル ミッフィーa
300mL
(300mL × 8本/箱)

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv, 1953-2023 www.miffy.com

ライオンハイジーン株式会社

〒111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28
<https://www.lionhygiene.co.jp/>

1本からでも買える購入先など
詳しい情報はコチラ



浴槽周りの衛生管理はアクアスにお任せください。日常管理・定期検査・対策まで何でもご相談ください。

レジオネラ対策の決め手!!



自動塩素管理装置
アクアス®レジスパ RIC-SB

幅広い現場の残留塩素濃度管理に

- ① 自動で残留塩素濃度を管理
- ② 残留塩素濃度調整の手間を削減
- ③ 上水、温泉水どちらでも使用可能
- ④ 伝送出力付き。遠隔監視に利用可能



**遊離残留塩素濃度計付き薬注ポンプ
 EWN-WCL**



上水を使用する現場の遊離残留塩素濃度管理に

- ① ポンプ1台で遊離残留塩素濃度管理が可能
- ② 省コスト、省スペース

(EWNシリーズは遊離残留塩素濃度のみ測定可能です。)

アクアス株式会社

温浴営業部

URL: <http://www.aquas.co.jp/> MAIL: legispa@aquas.co.jp

東京都目黒区洗足2-22-6 〒152-0012 電話 03-6899-1220 ファクス 03-3783-7480
 札幌 八戸 北上 東北 福島 新潟 高崎 北関東 つくば 東関東 東京 杉並 横浜 静岡 名古屋 大阪 広島 四国 福岡 熊本 沖縄